

CASCO CON OBLÒ
PER TERAPIA CPAP
COLLARE IN SILICONE



HAROL

Il Vostro respiro

la nostra missione

ONE-HAR

Il casco **ONE-HAR** è concepito per la ventilazione non invasiva CPAP in ambiente ospedaliero. L'utilizzo del casco permette di effettuare la terapia in pressione positiva con flussi più elevati e periodi prolungati rispetto alle maschere facciali.

È RACCOMANDATO PER:

Edema polmonare cardiogeno - Insufficienza Respiratoria Acuta (IRA) - Edema polmonare non cardiogeno (A.L.I. - ARDS)
- Trauma toracico - Atelectasia - Ipossiemia post-operatoria - Asma.

» CARATTERISTICHE TECNICHE

- La perfetta tenuta è garantita da un **collare in silicone** morbidissimo (unico casco in commercio ad essere dotato di collare in silicone).
- Il casco è dotato di **bretelle di ancoraggio imbottite** (a Ph neutro) e munite di dispositivo di aggancio/sgancio rapido (con il cuscino opzionale è possibile usare il casco anche senza bretelle).
- Una **tasca sull'ingresso del flusso** indirizza il flusso tangenzialmente alla tenda per ridurre il rumore e per evitare l'arrivo diretto sul volto del paziente.
- La **valvola antisoffocamento bidirezionale** è integrata nell'oblò e si apre automaticamente quando la pressione all'interno del casco scende al di sotto di 2 cmH₂O.
- La **tenda trasparente** è in PVC; il dispositivo è LATEX FREE e DEHP FREE
- Volume della tenda: 15 litri - Peso: 410 gr.
- Conessioni 22F/22M conformi alla norma ISO.

» VANTAGGI

FACILE UTILIZZO: il casco in un unico pezzo risulta pratico e facile da mettere o togliere.

RAPIDO ACCESSO AL PAZIENTE: grazie all'oblò a tenuta con apertura a vite.

CONFORTEVOLE: il modello con cuscino gonfiabile integrato (CPAP10400) migliora ulteriormente il comfort del paziente, dando sostegno cervicale e maggiore stabilità al casco e permettendone l'utilizzo senza bretelle ascellari.

PERFETTA TENUTA: l'esclusivo collare in silicone garantisce la tenuta sul collo senza dover tirare eccessivamente le bretelle.

MODULABILE (mod. CPAP10400): con questo modello di casco è possibile passare dall'uso con bretelle all'uso senza e viceversa.

Utilizzare il casco con dispositivi e apparecchiature idonee alla ventilazione CPAP a flusso continuo (valore minimo di flusso 40 l/min.)

IL DISPOSITIVO È MONOUSO NON STERILE

Oblò con valvola antisoffocamento bidirezionale

Cuscino gonfiabile Integrato (mod. CPAP10400)

Presa per rilevazione della pressione



Tenda totalmente trasparente

Manometro integrato

Accessi a tenuta per sondini

Bretelle imbottite con sgancio rapido

IL CASCO È DISPONIBILE IN VARIE TAGLIE A SECONDA DELLA CIRCONFERENZA DEL COLLO DEL PAZIENTE.

SPECIFICHE

CODICE (senza cuscino)	CODICE (con cuscino)	TAGLIA	CIRCONFERENZA DEL COLLO	UNITÀ DI VENDITA
CPAP10401/ XS	CPAP10400/ XS	EXTRA SMALL	28-30 cm	singola
CPAP10401/ S	CPAP10400/ S	SMALL	31-34 cm	singola
CPAP10401/ M	CPAP10400/ M	MEDIUM	35-38 cm	singola
CPAP10401/ L	CPAP10400/ L	LARGE	39-42 cm	singola
CPAP10401/ XL	CPAP10400/ XL	EXTRA LARGE	43-45 cm	singola
CPAP10401/ XXL	CPAP10400/ XXL	2X LARGE	46-49 cm	singola
CPAP10401/ 3XL	CPAP10400/ 3XL	3X LARGE	>= 50 cm	singola

MADE IN ITALY

HAROL

Via Marcora 53, 20097
 San Donato Milanese (MI)
 +39 02 5272788

info@harol.it
 www.harol.it

